



Firma/Kunden-ID:		Bestellnummer:	Datum:
Ansprechpartner:		Andere Lieferadresse/Firma:	
Straße und Hausnummer:		Straße und Hausnummer:	
PLZ und Stadt:		PLZ und Stadt:	
TEL:	E-Mail:	Bemerkungen:	

Für Faxbestellungen verwenden Sie folgende Faxnummer: +49 2821 391 4308

PONDUS - Aluminium- Schienenrampen

Pondus Rampen sind aus hochfestem wärmebehandeltem Aluminium gefertigt. Sie sind sehr leicht, kompakt und verfügen über eine Lochfahrfläche für rutsicheres Befahren auch bei Nässe. Die Rampen sind mit einem ergonomischen Tragegriff und einer Transportsicherungssperre ausgestattet. Auf der Unterseite verhindert ein Antirutschbelag das Verrutschen der Rampen. Pondus Schienenrampen sind in 3 Ausführungen erhältlich: klappbar, teleskopierbar und als eine Kombination von beidem (klappbar&teleskopierbar). Die Rampen sind mit Kunststoff-Gleitlagern ausgestattet, die eine reibungslose Funktion des Teleskopmechanismus garantieren. Die Rampen sind wartungsfrei. Die anodisierte Oberfläche sorgt für eine sehr hohe Beständigkeit gegen Kratzer sowie auch für eine schöne Optik.

Pondus S Rampen - 1-teilig - Set von 2 Stk.

Bild 1	Bild 2	Länge	Artikelnr. (Paar)	Spurbreite	Gewicht (Paar)	Max. Belastung	Max. Stufenhöhe	Bestellmenge	Händler EK Preis	UVP (€) inkl. MwSt.
		55 cm	PS000550	21 cm	2,9 kg	400 kg	11 cm			
		120 cm	PS001170	21 cm	5,9 kg	400 kg	23 cm			

Pondus F2 Rampen - klappbar 2-teilig - Set von 2 Stk.

Hilfsmittelnummer: 22.50.01.0063

Bild 1	Bild 2	Länge	Artikelnr. (Paar)	Spurbreite	Gewicht (Paar)	Max. Belastung	Max. Stufenhöhe	Bestellmenge	Händler EK Preis	UVP (€) inkl. MwSt.
		110 cm	PF201100	21 cm	7,1 kg	400 kg	22 cm			
		150 cm	PF201500	21 cm	9,2 kg	400 kg	30 cm			
		200 cm	PF202000	21 cm	11,9 kg	300 kg	40 cm			

Pondus T2 Rampen - teleskopierbar 2-teilig - Set von 2 Stk.

Hilfsmittelnummer: 22.50.01.0062

Bild 1	Bild 2	Länge	Artikelnr. (Paar)	Spurbreite	Gewicht (Paar)	Max. Belastung	Max. Stufenhöhe	Bestellmenge	Händler EK Preis	UVP (€) inkl. MwSt.
		120 cm	PT201190	19,5 cm	7,4 kg	350 kg	24 cm			
		200 cm	PT202030	19,5 cm	11,4 kg	300 kg	40 cm			

Pondus T3 Rampen - teleskopierbar 3-teilig - Set von 2 Stk.

Hilfsmittelnummer: 22.50.01.0062

Bild 1	Bild 2	Länge	Artikelnr. (Paar)	Spurbreite	Gewicht (Paar)	Max. Belastung	Max. Stufenhöhe	Bestellmenge	Händler EK Preis	UVP (€) inkl. MwSt.
		200 cm	PT301990	18 cm	12,2 kg	300 kg	40 cm			
		290 cm	PT302890	18 cm	16,5 kg	250 kg	58 cm			

Pondus FT3 Rampe - klappbar & teleskopierbar 3-teilig - Set von 2 Stk.

Bild 1	Bild 2	Länge	Artikelnr. (Paar)	Spurbreite	Gewicht (Paar)	Max. Belastung	Max. Stufenhöhe	Bestellmenge	Händler EK Preis	UVP (€) inkl. MwSt.
		280 cm	PFT32770	19,5 cm	16,6 kg	250 kg	60 cm			

BROADBAND - leichte Plattformrampen

Unsere neue leichte Breitspurserie basiert auf einer starken Wabenkonstruktion. Die unten stehenden Artikel sind aus neu entwickeltem leichtem und zugleich hochfestem Material gefertigt, das sie bis zu 20% leichter macht als bei Konkurrenz, ohne dabei die extrem hohe Belastbarkeit (bis zu 300 kg) zu beeinträchtigen. Die breite und rutschfeste Oberfläche sorgt für ein sicheres Befahren. Dank der stabilen und sehr starken Konstruktion sind die Breitspurrampen für die meisten Rollstühle, E-Rollstühle und E-Mobile geeignet, sowie auch für Kinderwagen und Rollatoren. Die Rampen sind in verschiedenen Modellen und Längen-Varianten verfügbar, um unterschiedliche Bedürfnisse zu erfüllen.

Spectrumrampen - klappbar in der Länge - 1 Stk.

Hilfsmittelnummer:
Kommt bald

Bild 1	Bild 2	Länge	Artikelnr.	Spurbreite	Gewicht	Max. Belastung	Max. Stufenhöhe	Bestellmenge	Händler EK Preis	UVP (€) inkl. MwSt.
		70 cm	BS1P700	71 cm	5,5 kg	300 kg	16 cm			
		90 cm	BS1P900	71 cm	6,6 kg	300 kg	19 cm			
		120 cm	BS1P1200	71 cm	8 kg	300 kg	25 cm			
		150 cm	BS1P1500	71 cm	9,6 kg	300 kg	31 cm			

Defragrammen - klappbar - Set von 2 Stk.

Hilfsmittelnummer:
Kommt bald

Bild 1	Bild 2	Länge	Artikelnr. (Paar)	Spurbreite	Gewicht (Paar)	Max. Belastung	Max. Stufenhöhe	Bestellmenge	Händler EK Preis	UVP (€) inkl. MwSt.
		180 cm	BD2P1800	73 cm	11,9 kg	300 kg	37 cm			
		240 cm	BD2P2400	73 cm	19,6 kg	300 kg	50 cm			
		300 cm	BD2P3000	73 cm	21,4 kg	300 kg	60 cm			

DOORSTEP Rampen aus hochfestem Aluminium

Unser Angebot umfasst 3 verschiedene Schwellenrampen, die praktisch sind und sich sehr einfach positionieren lassen. Sie können zum Überwinden von verschiedenen Schwellen, kleinen einzelnen Stufen und anderen Hindernissen eingesetzt werden. Die geriffelte und anodisierte Oberfläche sorgt für zuverlässigen Halt auch bei nassen Bedingungen und für extrem hohe Beständigkeit gegen Kratzer. Die Rampen sind leicht und flexibel handzuhaben.

MINI -Schwellenrampen - faltbar in der Länge - 1 Stk.

Einsatzbeispiele	Bilder	Länge	Artikelnr.	Spurbreite	Gewicht	Max. Belastung	Max. Stufenhöhe	Bestellmenge	Händler EK Preis	UVP (€) inkl. MwSt.
		76 cm	PFD04076		3,3 kg	350 kg	3-7 cm			

MICRO -Schwellenrampen - faltbar - Set von 2 Stk. inkl. Tasche

Bild 1	Bild 2	Länge	Artikelnr. (Paar)	Spurbreite	Gewicht (Paar)	Max. Belastung	Max. Stufenhöhe	Bestellmenge	Händler EK Preis	UVP (€) inkl. MwSt.
		2x 25 cm	PFD04225		2,2 kg	350 kg	3-7 cm			

VERSTELLBARE Schwellenrampen - 1 Stk.

Einsatzbeispiele	Bilder	Länge	Artikelnr.	Spurbreite	Gewicht	Max. Belastung	Max. Stufenhöhe	Bestellmenge	Händler EK Preis	UVP (€) inkl. MwSt.
		76 cm	PAW04276		1,6 kg	350 kg	3-7 cm			

